

stryker®

Más Fuerte Que Nunca

Anclaje PEEK Zip



Anclaje PEEK Zip

Más fuerte que nunca.

Anclaje PEEK Zip

El Anclaje PEEK Zip está totalmente canulado y presenta un introductor con punta trocar para distribuir la torsión de inserción a lo largo del implante, no siendo necesaria la utilización de terraja. El anclaje canulado proporciona un canal directo desde el hueso hasta el manguito rotador.

El Anclaje PEEK Zip contiene ojales de sutura independientes diseñados para separar las hebras de la sutura de trabajo Force Fiber® para poder trabajar de manera más sencilla con la sutura.

El Anclaje PEEK Zip está disponible en diámetros de 5,5 mm y 6,5 mm, con o sin agujas semicirculares, siendo el anclaje adecuado para utilizarse con el manguito rotador y en otras reparaciones de tejido blando.

Anclaje PEEK Zip de 5,5 mm sin agujas
3910-200-035



Anclaje PEEK Zip de 5,5 mm con agujas
3910-200-030



Anclaje PEEK Zip de 6,5 mm sin agujas
3910-200-075



Anclaje PEEK Zip de 6,5 mm con agujas
3910-200-070



Características:

Introduccion con punta trocar para resistir una torsión intensa y cambios de posición si fuera necesario.

Diseño de sutura de doble hélice para un mejor agarre.

Ojales de sutura separados para suturar de manera más sencilla

Disponibile en diámetros de 5,5 mm y 6,5 mm.

Con y sin agujas.

Joint Replacements

Trauma, Extremities & Deformities

Craniomaxillofacial

Spine

Biologics

Surgical Products

Neuro & ENT

Interventional Spine

Navigation

Endoscopy

Communications

Imaging

Patient Care & Handling Equipment

EMS Equipment

Este documento es sólo para uso de profesionales de asistencia médica.

Un cirujano debe siempre basarse en su propia opinión clínica y profesional a la hora de decidir si utilizar un producto determinado para tratar un paciente. Stryker no ofrece asesoramiento médico y recomienda a los cirujanos que se entrenen en el uso de cualquier producto particular antes de utilizarlo en cirugía.

La información presentada es para demostrar la amplitud de la gama de productos Stryker. Un cirujano debe siempre consultar las instrucciones que acompañan al paquete, la etiqueta del producto y/o las instrucciones de uso antes de utilizar cualquier producto Stryker.

Es posible que los productos no se comercialicen en todos los mercados, ya que la disponibilidad de los productos depende de la legislación y/o las prácticas médicas vigentes en cada mercado. Póngase en contacto con su representante de Stryker si tiene alguna pregunta sobre la disponibilidad de los productos Stryker en su zona.

Stryker Corporation o sus divisiones u otras entidades corporativas afiliadas poseen, utilizan o aplican las siguientes marcas comerciales o marcas de servicio: **Stryker, PEEK**. Todas las demás marcas comerciales son marcas de sus dueños o titulares respectivos.

Force Fiber® ha sido fabricado por Teleflex Medical y es distribuido por Stryker.

Los productos enumerados más arriba llevan la marca CE de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios.



Número de documento: **MTX1000900580AES Rev. 2**
MTX-RRD/GS 11/10

Copyright © 2010 Stryker

Stryker Iberia, S.L.
C/ Manuel Tovar, 35
28034 Madrid
España

t: +34 91 728 35 00
f: +34 91 358 07 48

www.stryker.es

